

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Smc3 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Numero articolo: CM0002059



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio SMC3 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sul complesso coesina e sulla coesione cromosomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMC3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	BAM; BMH; HCAP; CDLS3; CSPG6; SMC3L1; SMC3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9126
Gene ID	9126
Immunogeno	Peptide Sintetico / Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1118-1217 di SMC3 umano (NP_005436.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQE7
Peso Proteico	142kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio