

Anti-Smc3 Anticorpo Policlonale Coniglio (Smc3 Pab) Per Wb, Ip, Elisa - Q9Uqe7

Numero articolo: CM0023246



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting SMC3 umano, validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce con SMC3 umano e murino. Adatto per ricerche sulla coesione cromosomica, il ciclo cellulare e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMC3 Rabbit pAb
Note/Alias	BAM, BMH, HCAP, CDLS3, CSPG6, SMC3L1, SMC3
Specie	Umano
GeneID	9126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 909-1199 di SMC3 umano (NP_005436.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UQE7
Peso Proteico	142kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio