

Anticorpo Monoclonale Anti-Smc4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ntj3

Numero articolo: CM0004714



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-SMC4 di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con Umano, Topo, Ratto; rileva la proteina SMC4 del complesso condensin, ~147 kDa. Ideale per la ricerca sulla biologia dei cromosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMC4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10051
GeneID	10051
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1189-1288 della proteina SMC4 umana (Q9NTJ3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NTJ3
Peso proteico	147 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio