

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smc5 Per Wb Ed Elisa - Q8Iy18

Numero articolo: CM0019391

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SMC5 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla riparazione del DNA e sulla biologia dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMC5 Rabbit pAb
Note/alias	ATELS2; SMC5L1; SMC5
Specie	Umano
ID del gene (umano)	23137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 872-1101 di SMC5 umano (NP_055925.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IY18
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante