


Anticorpo Policlonale Anti-Smchd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - A6Nhr9

Numero articolo: CM0025626



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMCHD1, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce SMCHD1 umano e di ratto (226 kDa). Ideale per studi sull'inattivazione della cromatina, l'inattivazione X e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMCHD1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BAMS; FSHD2; SMCHD1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23347
Gene ID	23347
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1756-2005 di SMCHD1 umano (NP_056110.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	A6NHR9
Peso proteico	226kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio