

Anticorpo Policlonale Anti-Smek1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6In85

Numero articolo: CM0025447



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano SMEK1 (PPP4R3A), una subunità regolatoria di PP4. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reattivo con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla riparazione dei danni al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMEK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	smk1; FLFL1; PP4R3; SMEK1; smk-1; PP4R3A; MSTP033; KIAA2010
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55671
GeneID	55671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 395-594 di SMEK1 umano (NP_001271210.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6IN85
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio