


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Smg1 Per Wb E Elisa - Q96Q15

Numero articolo: CM0002672



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a SMG1 umano, validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con il mouse. Ideale per lo studio della degradazione NMD e delle vie di stress genotossico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMG1 Rabbit mAb
Note/Alias	ATX; LIP; 61E3.4; SMG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23049
GeneID	23049
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 3562-3661 di SMG1 umano (Q96Q15).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q96Q15
Peso Proteico	411 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio