


Anticorpo Policlonale Anti-Smg7 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q92540

Numero articolo: CM0018666



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio contro SMG7, un fattore chiave della degradazione nonsense-mediated dell'mRNA. Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per studi sulla sorveglianza dell'mRNA e sulla regolazione post-trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMG7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EST1C, SGA56M, C1orf16, SMG7
Specie	Umana
GeneID	9887
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SMG7 umano (NP_963863.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92540
Peso proteico	127 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio