


Anticorpo Monoclonale Anti-Smmhc/Myh11 Per Wb, Elisa - P35749

Numero articolo: CM0006556



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-SMMHC/MYH11 rileva la miosina-11 umana, murina e di ratto in WB ed ELISA. Ideale per gli studi sulla contrazione della muscolatura liscia e per lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio SMMHC/MYH11
Note/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Specie	Umano
GeneID (umano)	4629
GeneID	4629
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1160-1313 della SMMHC/MYH11 umana (NP_002465.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P35749
Peso della proteina	227 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante