


Anticorpo Monoclonale Anti-Smmhc/Myh11 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Numero articolo: CM0004986



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia SMMHC/MYH11 umana (miosina-11), adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Immunogeno ricombinante; 227 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMMHC/MYH11 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4629
ID gene	4629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1160-1313 della SMMHC/MYH11 umana (NP_002465.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35749
Peso proteico	227kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio