


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Smmhc/Myh11 Per Wb - P35749

Numero articolo: CM0016806



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia SMMHC/MYH11 umano, validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla contrazione della muscolatura liscia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMMHC/MYH11 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4629
GeneID	4629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1680-1979 di SMMHC/SMMHC/MYH11 umano (NP_001035203.1).
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35749
Peso proteico	227kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio