


Anticorpo Monoclonale Anti-Smn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Numero articolo: CM0010728



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SMN1 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il ratto. Adatto per lo studio dell'assemblaggio del spliceosoma, della biogenesi snRNP e della ricerca correlata alla SMA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMN1 Rabbit mAb
Note/Alias	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6606
Gene ID	6606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 103-200 di SMN1 umano (Q16637).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q16637
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio