

Anticorpo Policlonale Anti-Smn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16637

Numero articolo: CM0019791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SMN1 umano (Survival Motor Neuron 1). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMN1 Rabbit pAb
Note/Alias	SMA; SMN; SMA1; SMA2; SMA3; SMA4; SMA@; SMNT; BCD541; GEMIN1; TDRD16A; T-BCD541; SMN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6606
GeneID	6606
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-169 di SMN1 (NP_000335.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16637
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio