

Anticorpo Policlonale Anti-Smn2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q16637

Numero articolo: CM0015353



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMN2 umano, adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare l'assemblaggio degli snRNP dello spliceosoma e lo sviluppo dei motoneuroni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMN2 Rabbit pAb
Note/Alias	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Specie	Umano
ID Gene	6607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di SMN2 umano (NP_059107.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16637
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio