

Anticorpo Policlonale Anti-Smoc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4F8

Numero articolo: CM0023163

introduzione

SMOC1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce la proteina SMOC1 umana e murina. Adatto per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) e ELISA. SMOC1 è una proteina secreta legante il calcio, essenziale per lo sviluppo degli occhi e degli arti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMOC1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OAS; SMOC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64093
GeneID	64093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-250 di SMOC1 umano (NP_071420.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H4F8
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio