

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smox Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwm0

Numero articolo: CM0015548



introduzione

SMOX Rabbit pAb è un anticorpo policlonale diretto contro la spermine ossidasi, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con SMOX umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle poliammine e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMOX Rabbit pAb
Note/alias	PAO; SMO; PAO1; PAOH; PAO-1; PAOH1; C20orf16; SMOX
Specie	Umano
ID del gene	54498
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-544 di SMOX umano (NP_787033.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NWM0
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante