


Anti-Smpd1 / Asm Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Numero articolo: CM0028996



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMPD1/ASM umano (sphingomielinasi acida), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo degli sfingolipidi, apoptosi e malattia di Niemann-Pick.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
Note/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6609
GenelD	6609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-340 di SMPD1 / ASM umano (NP_000534.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17405
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio