


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Smpd1 (Convalidato Ko) Per Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - P17405

Numero articolo: CM0007145



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro SMPD1 umano (sfingomielinasi acida). Adatto per WB, IF-F, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli sfingolipidi e sulle malattie da accumulo lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SMPD1 (convalidato KO)
Osservazioni/Alias	ASM; NPD; ASMASE; D1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6609
ID Gene	6609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-340 di SMPD1 umano (NP_000534.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P17405
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio