

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Smpd2 Per Western Blot E Elisa - O60906

Numero articolo: CM0013373



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SMPD2 validato per WB e ELISA; rileva la SMPD2 umana e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studiare l'attività della sfingomielinasi e le vie del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMPD2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	6610
ID gene	6610
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 della SMPD2 umana (NP_003071.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O60906
Peso proteico	48 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio