


Anticorpo Monoclonale Anti-Smpd3/Nsmase2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ny59

Numero articolo: CM0007714



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità prodotto in coniglio contro SMPD3/NSMase2 umano (SWISS: Q9NY59). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con proteine di topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli sfingolipidi, sull'apoptosi e sulla mineralizzazione ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMPD3/NSMase2 Rabbit mAb
Note/alias	NSMASE2; SMPD3/NSMase2
Specie	Umano
GeneID (umano)	55512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 461-655 di SMPD3/NSMase2 umano (NP_061137.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NY59
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante