


Anticorpo Policlonale Anti-Smtn Per Wb, Elisa - P53814

Numero articolo: CM0026317



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Smoothelin (SMTN) validato per WB e ELISA. Rileva SMTN umana, murina e ratto, una proteina strutturale del citoscheletro nel muscolo liscio. Ideale per studi su tessuti vascolari e contrattili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMTN Rabbit pAb
Note/Alias	SMTN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6525
GeneID	6525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-325 della SMTN umana (NP_001193946.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P53814
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio