


Anticorpo Policlonale Anti-Smu1 Per Wb, Elisa - Q2Tay7

Numero articolo: CM0031089



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a SMU1 umano, adatto per WB ed ELISA. Rileva SMU1 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sullo spliceosoma, sulla mitosi e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SMU1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BWD; SMU-1; fSAP57; SMU1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55234
ID Gene	55234
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-220 di SMU1 umano (NP_060695.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q2TAY7
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio