

Anticorpo Policlonale Anti-Smug1 Per Wb Ed Elisa - Q53Hv7

Numero articolo: CM0014660

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SMUG1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con SMUG1 umano e murino, una glicosilasi del DNA uracilica selettiva per filamento singolo coinvolta nella riparazione per escissione di basi. Ideale per studi sul danno e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SMUG1
Note/Alias	FDG; UNG3; HMUDG; SMUG1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	23583
ID Gene	23583
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di SMUG1 umano (NP_055126.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q53HV7
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio