

Anticorpo Policlonale Anti-Smyd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nb12

Numero articolo: CM0020139

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto a SMYD1 (proteina 1 contenente il dominio SET e MYND), un repressore della metiltransferasi dell'istone H3K4 critico per la differenziazione dei cardiomiociti. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in essere umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMYD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	150572
GeneID	150572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di SMYD1 umano (NP_938015.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB12
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato