


Anticorpo Policlonale Anti-Smyd2 Per Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Numero articolo: CM0030636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting SMYD2 (KMT3C, HSKM-B) per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reacts con umano e topo. Ideale per lo studio della metilazione delle istoni, della regolazione p53 e dell'epigenetica del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMYD2 Rabbit pAb
Note/Alias	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di SMYD2 umano (NP_064582.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NRG4
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio