


Anticorpo Monoclonale Anti-Smyd3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Numero articolo: CM0006979



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-SMYD3 di coniglio per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce in modo crociato con la proteina SMYD3 umana, di topo e di ratto (49 kDa). Adatto per la ricerca sulla modificazione della cromatina e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMYD3 Rabbit mAb
Note/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	64754
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di SMYD3 umano (Q9H7B4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H7B4
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio