


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Smyd3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Numero articolo: CM0018187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SMYD3 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Utilizzato per la ricerca sulla metilazione degli istoni e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-SMYD3
Note/alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	64754
ID del gene	64754
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di SMYD3 umano (NP_001161212.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9H7B4
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante