

Anticorpo Policlonale Su Coniglio Anti-Smyd5 Per If/Icc, Elisa - Q6Gmv2

Numero articolo: CM0030464

introduzione

Anticorpo policlonale su coniglio diretto contro SMYD5 (ZMYND23) umano, una protein-lysina N-trimetiltransferasi coinvolta nell'allungamento della traduzione, modificazione degli istoni e regolazione delle cellule staminali embrionali. Validato per immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMYD5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	10322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-400 di SMYD5 umano (NP_006053.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6GMV2
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio