

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snai1 (Snail) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Numero articolo: CM0029534



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Snail (SNAI1) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva gli ortologhi di topo e ratto. Adatto per la ricerca su EMT, cancro e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Snail Rabbit pAb
Note/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6615
GeneID	6615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 di Snail umano (NP_005976.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95863
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio