

Anticorpo Policlonale Anti-Snail Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095863

Numero articolo: CM0013823



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Snail umano (SNAIL1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla transizione epiteliale-mesenchimale (EMT) e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	Snail pAb coniglio
Note/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6615
GeneID	6615
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-267 di Snail umano (NP_005976.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095863
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio