

Anticorpo Policlonale Anti-Snail (Snai1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Numero articolo: CM0031065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a Snail/SNAI1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per studi sulla transizione epiteliale-mesenchimale e sulla progressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Snail Rabbit pAb
Note/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6615
GeneID	6615
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-267 di SNAI1 umano (NP_005976.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95863
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio