

Anticorpo Policlonale Anti-Snap23 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 000161

Numero articolo: CM0018387



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SNAP23 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per lo studio della fusione di membrana mediata da SNARE in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNAP23 Rabbit pAb
Note/Alias	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8773
GeneID	8773
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 di SNAP23 umano (NP_003816.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O00161
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante