

Anticorpo Policlonale Anti-Snap25 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P60880

Numero articolo: CM0016370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SNAP25 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione sinaptica e il rilascio di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNAP25 Rabbit pAb
Note/Alias	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6616
ID gene	6616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-206 di SNAP25 umano (NP_570824.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P60880
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio