

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Snap25 Per Wb, Elisa - P60880

Numero articolo: CM0006600



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la proteina SNAP25 umana (P60880), validato per WB e ELISA, con reattività crociata contro topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle neuroscienze e sulla funzione sinaptica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNAP25 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2; SNAP25
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6616
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P60880
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio