

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snap29 Per Wb, Elisa - 095721

Numero articolo: CM0031079



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SNAP29 umano per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'autofagia, la fusione di membrana e la ciliogenesi. 29kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNAP29 Rabbit pAb
Note/Alias	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9342
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 di SNAP29 umano (NP_004773.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095721
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio