

Anticorpo Policlonale Anti-Snappc2 Per Wb E Elisa - Q13487

Numero articolo: CM0022730

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SNAPC2, una subunità chiave del complesso proteico attivatore degli snRNA. Validato per western blot e ELISA, riconosce SNAPC2 umano e murino (~36 kDa). Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNAPC2 Rabbit pAb
Note/Alias	SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6618
GeneID	6618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-100 di SNAPC2 umano (NP_003074.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q13487
Peso molecolare proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio