

Anticorpo Policlonale Anti-Snapin Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095295

Numero articolo: CM0014039

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SNAPIN umano (SNAPAP, BLOC1S7), una proteina associata SNARE coinvolta nella biogenesi dei lisosomi e nel traffico vescicolare. Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività verso umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNAPIN pAb di coniglio
Note/Alias	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23557
GeneID	23557
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-136 di SNAPIN umano (NP_036569.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095295
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio