

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Snd1 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Numero articolo: CM0005766



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ricombinante anti-SND1 [Validato KO] per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Bersaglia l'endonucleasi miRNA da 102 kDa e il coattivatore trascrizionale p100/TDRD11. Ideale per la ricerca sulla regolazione genica e sulla virologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] SND1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	27044
GeneID	27044
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-285 della SND1 umana (NP_055205.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7KZF4
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio