

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snd1 (Convalidato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kzf4

Numero articolo: CM0030480



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SND1 umano, convalidato mediante knockout. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce SND1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul decadimento dei miRNA e sulla regolazione trascrizionale. Materia prima IVD di alta qualità da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] SND1 Rabbit pAb
Note/Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27044
GeneID	27044
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-285 di SND1 umano (NP_055205.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7KZF4
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio