


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snip1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tad8

Numero articolo: CM0018846



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNIP1 umano, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con il ratto. Essenziale per lo splicing del pre-mRNA, la segnalazione NF- κ B e la biogenesi dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SNIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	79753
ID del gene	79753
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di SNIP1 umano (NP_078976.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q8TAD8
peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante