

Anticorpo Policlonale Anti-Snrk Per Wb Ed Elisa - Q9Nrh2

Numero articolo: CM0020933



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SNRK di alta qualità, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con umano e topo. Bersaglia la chinasi correlata a SNF coinvolta nella proliferazione ematopoietica e nell'apoptosi neuronale. Per uso di ricerca e IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-SNRK
Note/Alias	HSNFRK; SNRK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54861
GeneID	54861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-240 della SNRK umana (NP_060189.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NRH2
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico