

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snrnp200 Per Wb, Elisa - O75643

Numero articolo: CM0024755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SNRNP200 umano (elicasi U5-200KD), validato per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sullo spliceosoma e per studi sui meccanismi di splicing dell'pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNRNP200 Rabbit pAb
Note/Alias	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23020
GeneID	23020
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1947-2136 di SNRNP200 umano (NP_054733.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O75643
Peso Proteico	245kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio