

Anticorpo Policlonale Anti-Snrnp35 Per Wb, Elisa - Q16560

Numero articolo: CM0018524



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana SNRNP35 (proteina U11/U12 snRNP 35 kDa). Adatto per Western blot ed ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sullo spliceosoma e sullo splicing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNRNP35 Rabbit pAb
Note/Alias	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11066
GeneID	11066
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della proteina umana SNRNP35 (NP_073208.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q16560
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio