


Anticorpo Policlonale Anti-Snrnp40 Per Wb, Elisa - Q96Di7

Numero articolo: CM0021370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico contro SNRNP40 umano (40K, WDR57, PRP8BP), un componente core dello spliceosoma U5 snRNP. Validato per Western blot ed ELISA, con ampia reattività crociata nei mammiferi, incluso topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNRNP40 Rabbit pAb
Note/Alias	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9410
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-357 di SNRNP40 umano (NP_004805.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96DI7
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio