

Anticorpo Policlonale Anti-Snrnp70 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Numero articolo: CM0025065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a SNRNP70 umano (U1-70K). Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattività con Umano, Mouse, Ratto. Essenziale per la ricerca sull'assemblaggio dello spliceosoma e sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome del prodotto	SNRNP70 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	RPU1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6625
GeneID	6625
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 di SNRNP70 umano (NP_003080.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08621
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio