

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Snrnp70 Per Wb E Elisa - P08621

Numero articolo: CM0007136



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a SNRNP70, validato per western blotting e ELISA, con reattività verso campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'assemblaggio del spliceosoma e U1 snRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] SNRNP70 mAb Coniglio
Note/Alias	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
Specie	Umano
GeneID (umano)	6625
GeneID	6625
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 201-300 di SNRNP70 (NP_003080.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio