

Anticorpo Policlonale Anti-Snrpa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09661

Numero articolo: CM0013216



introduzione

Anticorpo policlonare di coniglio anti-SNRPA1 di alta qualità per Western blot, IHC-P e ELISA. Validato su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sullo spliceosoma e sullo splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNRPA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Lea1, U2A', SNRPA1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6627
GeneID	6627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della SNRPA1 umana (NP_003081.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09661
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio