


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snrpb Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14678

Numero articolo: CM0023188



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SNRPB (Sm B/B'), proteina spliceosomica centrale. Validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo incrociato con campioni di uomo, topo e ratto. Per studi sullo splicing e sulla elaborazione degli RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNRPB Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6628
GeneID	6628
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SNRPB umano (NP_003082.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14678
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio