

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snrpb2 Per Wb, Elisa - P08579

Numero articolo: CM0027801



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a SNRPB2 umano (U2B''), validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per lo studio dello splicing del pre-mRNA e della funzione dello spliceosoma. 25kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNRPB2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Msl1; U2B''; SNRPB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6629
GeneID	6629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di SNRPB2 umano (NP_003083.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08579
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio