

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snrpd3 Per Wb, Elisa - P62318

Numero articolo: CM0018272



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNRPD3 (Sm-D3), una proteina fondamentale dello spliceosoma. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sullo splicing del pre-mRNA e sulla maturazione dell'mRNA degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNRPD3 pAb di coniglio
Note/alias	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6634
GeneID	6634
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 8-121 di SNRPD3 umano (NP_001265585)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P62318
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante